

兔抗 ZNF22 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 ZNF22 多克隆抗体

英文名称： Anti-ZNF22 rabbit polyclonal antibody

别名： KOX15; HKR-T1; ZNF422; Zfp422

相关类别： 一抗

抗原： ZNF22

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Binds DNA through the consensus sequence 5'-CAATG-3'. May be involved in transcriptional regulation and may play a role in tooth formation (By similarity).
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	ZNF22
Immunogen:	Fusion protein of human ZNF22
Full name:	zinc finger protein 22
Synonyms:	KOX15; HKR-T1; ZNF422; Zfp422
SwissProt:	P17026
IHC positive control:	Human prostate cancer and human ovarian cancer
IHC Recommend dilution:	25-100

WB Predicted band size:	26 kDa
WB Positive control:	Jurkat cell and Human fetal brain tissue lysates
WB Recommended dilution:	200-1000



