

兔抗 PPP1R2(Ab-44) 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PPP1R2(Ab-44) 多克隆抗体

英文名称： Anti-PPP1R2(Ab-44) rabbit polyclonal antibody

别名： IPP2; IPP-2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： PPP1R2(Ab-44)

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Inhibitor of protein-phosphatase 1.
Applications:	WB
Name of antibody:	PPP1R2(Ab-44)
Immunogen:	Synthesized peptide derived from Internal of human PPP1R2 .
Full name:	protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 2
Synonyms :	IPP2; IPP-2
SwissProt:	P41236
WB Predicted band size:	23 kDa

WB Positive control:	COLO cells, HepG2 cells and Huvec cells lysates
WB Recommended dilution:	500-3000

