

兔抗 PPP4R1L 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PPP4R1L 多克隆抗体

英文名称： Anti-PPP4R1L rabbit polyclonal antibody

别名： PRO1085; C20orf192

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

抗原： PPP4R1L

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	May be a regulatory subunit of serine/threonine-protein phosphatase 4.
Applications:	WB
Name of antibody:	PPP4R1L
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human PPP4R1L.
Full name:	protein phosphatase 4, regulatory subunit 1-like
Synonyms :	PRO1085; C20orf192
SwissProt:	Q9P1A2

WB Predicted band size:	46 kDa
WB Positive control:	HepG2 cells, COLO cells, Jurkat cells, Huvec cells and COS c ells lysates
WB Recommended dilution:	500-3000

