

兔抗 PRDM12 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PRDM12 多克隆抗体

英文名称： Anti-PRDM12 rabbit polyclonal antibody

别名： PFM9

抗原： PRDM12

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	May be involved in transcriptional regulation.
Applications:	WB
Name of antibody:	PRDM12
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human PRDM12.
Full name:	PR domain containing 12
Synonyms :	PFM9
SwissProt:	Q9H4Q4
WB Predicted band size:	40 kDa

WB Positive control:	Huvec cells and A549 cells lysates
WB Recommended dilution :	500-3000

