

## 兔抗 ZNF174 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ZNF174 多克隆抗体

英文名称： Anti-ZNF174 rabbit polyclonal antibody

别名： ZSCAN8

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： ZNF174

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Transcriptional repressor.
<b>Applications:</b>	WB, IF
<b>Name of antibody:</b>	ZNF174
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human ZNF174 .
<b>Full name:</b>	zinc finger protein 174
<b>Synonyms :</b>	ZSCAN8
<b>SwissProt:</b>	Q15697
<b>WB Predicted band size:</b>	46 kDa
<b>WB Positive control:</b>	Hela cells lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000
<b>IF positive control:</b>	Huvec cells

**IF Recommend dilution:** 100-500



