

兔抗 ZNF232 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ZNF232 多克隆抗体

英文名称： Anti-ZNF232 rabbit polyclonal antibody

别名： ZSCAN11

抗原： ZNF232

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	May be involved in transcriptional regulation.
Applications:	IHC
Name of antibody:	ZNF232
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human ZNF232.
Full name:	zinc finger protein 232
Synonyms :	ZSCAN11
SwissProt:	Q9UNY5
IHC positive control:	Human breast carcinoma tissue
IHC Recommend dilution:	50-100

