

兔抗 ZNF287 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ZNF287 多克隆抗体

英文名称： Anti-ZNF287 rabbit polyclonal antibody

别名： ZSCAN45; ZKSCAN13

抗原： ZNF287

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	May be involved in transcriptional regulation.
Applications:	WB, IHC
Name of antibody:	ZNF287
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human ZNF287.
Full name:	zinc finger protein 287
Synonyms :	ZSCAN45; ZKSCAN13
SwissProt:	Q9HBT7
IHC positive control:	Human brain tissue
IHC Recommend dilution:	50-100
WB Predicted band size:	88 kDa
WB Positive control:	NIH/3T3 cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000



