

兔抗 SMURF1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SMURF1 多克隆抗体

英文名称： Anti-SMURF1 rabbit polyclonal antibody

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻（-20℃）

宿 主： Rabbit

抗 原： SMURF1

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

IHC Recommend dilution:	25-100
IHC positive control:	Human liver cancer and Human gastric cancer
ELISA Recommended dilution:	1000-2000
SwissProt:	Q9HCE7
Full name:	SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1
Immunogen:	Synthetic peptide of human SMURF1
Name of antibody:	SMURF1
Applications:	ELISA, IHC
Background:	This gene encodes a ubiquitin ligase that is specific for or receptor-regulated SMAD proteins in the bone morphogenetic protein (BMP) pathway. This protein plays a key role in the regulation of cell motility, cell signaling, and cell polarity. Alternative splicing results in

n multiple transcript variants encoding different isoforms.

