

兔抗 SMYD4 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SMYD4 多克隆抗体

英文名称： Anti-SMYD4 rabbit ployclonal antibody

别名： ZMYND21

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： SMYD4

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	The specific function of the protein remains unknown.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	SMYD4
Immunogen:	Fusion protein of human SMYD4
Full name:	SET and MYND domain containing 4
Synonyms:	ZMYND21
SwissProt:	Q8IYR2
IHC positive control:	Human breast cancer and human thyroid cancer
IHC Recommend dilution:	30-150

