

## 兔抗 ZNF471 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ZNF471 多克隆抗体

英文名称： Anti-ZNF471 rabbit polyclonal antibody

别名： zinc finger protein 471; ERP1; Z1971

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： ZNF471

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	May be involved in transcriptional regulation.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	ZNF471
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human ZNF471
<b>Full name:</b>	zinc finger protein 471
<b>Synonyms:</b>	ERP1; Z1971
<b>SwissProt:</b>	Q9BX82
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human breast cancer and Human ovarian cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-300

**mlbio** 梅联生物  
Good elisakit producers



