

兔抗 ZNF541 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ZNF541 多克隆抗体

英文名称： Anti-ZNF541 rabbit polyclonal antibody

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

抗 原： ZNF541

宿 主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Component of some chromatin remodeling multiprotein complex that plays a role during spermatogenesis By similarity.
Applications:	WB
Name of antibody:	ZNF541
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human ZNF541.
Full name:	zinc finger protein 541
Synonyms :	0
SwissProt:	Q9H0D2
WB Predicted band size:	146 kDa
WB Positive control:	K562 cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000

