

兔抗 ZNF559 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ZNF559 多克隆抗体

英文名称： Anti-ZNF559 rabbit polyclonal antibody

别名： zinc finger protein 559; NBLA00121

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： ZNF559

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	May be involved in transcriptional regulation.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	ZNF559
Immunogen:	Fusion protein of human ZNF559
Full name:	zinc finger protein 559
Synonyms:	NBLA00121
SwissProt:	Q9BR84
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human esophagus cancer
IHC Recommend dilution:	50-300

