

兔抗 ZNF575 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 ZNF575 多克隆抗体

英文名称： Anti-ZNF575 rabbit polyclonal antibody

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

宿 主： Rabbit

抗 原： ZNF575

反应种属： Human

标 记 物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	May be involved in transcriptional regulation.
Applications:	WB
Name of antibody:	ZNF575
Immunogen:	Synthesized peptide derived from N-terminal of human ZNF575.
Full name:	zinc finger protein 575
Synonyms :	0
SwissProt:	Q86XF7
WB Predicted band size:	27 kDa
WB Positive control:	LOVO cells and Huvec cells lysates
WB Recommended dilution:	500-3000

