

兔抗 ZNF596 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ZNF596 多克隆抗体

英文名称： Anti-ZNF596 rabbit polyclonal antibody

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

抗 原： ZNF596

宿 主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	May be involved in transcriptional regulation.
Applications:	WB, IHC
Name of antibody:	ZNF596
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human ZNF596.
Full name:	zinc finger protein 596
Synonyms :	0
SwissProt:	Q8TC21
IHC positive control:	Human brain tissue
IHC Recommend dilution:	50-100
WB Predicted band size:	59 kDa
WB Positive control:	Jurkat cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000



