

## 兔抗 ZNF771 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 ZNF771 多克隆抗体

英文名称： Anti-ZNF771 rabbit polyclonal antibody

别名： DSC43

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

抗原： ZNF771

反应种属： Human Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Background:</b>              | May be involved in transcriptional regulation.             |
| <b>Applications:</b>            | WB   |
| <b>Name of antibody:</b>        | ZNF771   |
| <b>Immunogen:</b>               | Synthesized peptide derived from internal of human ZNF771. |
| <b>Full name:</b>               | zinc finger protein 771                                    |
| <b>Synonyms :</b>               | DSC43  |
| <b>SwissProt:</b>               | Q7L3S4   |
| <b>WB Predicted band size:</b>  | 36 kDa   |
| <b>WB Positive control:</b>     | HepG2 cells lysate   |
| <b>WB Recommended dilution:</b> | 500-3000   |

