

兔抗 ZNF785 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ZNF785 多克隆抗体

英文名称： Anti-ZNF785 rabbit polyclonal antibody

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

抗 原： ZNF785

宿 主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	May be involved in transcriptional regulation.
Applications:	WB
Name of antibody:	ZNF785
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human ZNF688 .
Full name:	zinc finger protein 785
Synonyms :	0
SwissProt:	A8K8V0
WB Predicted band size:	46 kDa
WB Positive control:	HepG2 cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000

