

## 兔抗 SNX20 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SNX20 多克隆抗体

英文名称： Anti-SNX20 rabbit polyclonal antibody

别名： SLIC1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： SNX20

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	SNX20 interacts with the cytoplasmic domain of PSGL1 (SELPLG; MIM 600738) and cycles PSGL1 into endosomes.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	SNX20
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human SNX20
<b>Full name:</b>	sorting nexin 20
<b>Synonyms :</b>	SLIC1
<b>SwissProt:</b>	Q7Z614
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	2000-5000
<b>IHC positive control:</b>	Human liver cancer

IHC Recommend dilution:

25-100

