

兔抗 ZPBP2 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 ZPBP2 多克隆抗体

英文名称： Anti-ZPBP2 rabbit polyclonal antibody

别名： zona pellucida binding protein 2; ZPBPL

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： ZPBP2

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Is implicated in sperm-oocyte interaction during fertilization.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	ZPBP2
Immunogen:	Fusion protein of human ZPBP2
Full name:	zona pellucida binding protein 2
Synonyms:	ZPBPL
SwissProt:	Q6X784
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human tonsil
IHC Recommend dilution:	50-200

