

兔抗 ZSCAN12 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ZSCAN12 多克隆抗体

英文名称： Anti-ZSCAN12 rabbit polyclonal antibody

别名： ZFP96; ZNF96; ZNF305; ZNF29K1; dJ29K1.2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： ZSCAN12



反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	May be involved in transcriptional regulation.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	ZSCAN12
Immunogen:	Fusion protein of human ZSCAN12
Full name:	zinc finger and SCAN domain containing 12
Synonyms:	ZFP96; ZNF96; ZNF305; ZNF29K1; dJ29K1.2
SwissProt:	O43309
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human ovarian cancer and human gastric cancer
IHC Recommend dilution:	30-150



mlbio 梅联生物
Good elisakit producers