

小鼠抗 Acidic Cytokeratin 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 Acidic Cytokeratin 单克隆抗体

英文名称： Anti-Acidic Cytokeratin mouse monoclonal antibody

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

宿 主： Mouse

抗 原： Acidic Cytokeratin

反应种属： Human

标 记 物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	Cytokeratins are intermediate filament keratins found in the intracytoplasmic cytoskeleton of epithelial tissue There are two types of Cytokeratins: the low weight, acidic type I cyto keratins and the high weight, basic or neutral type II. Cytok eratins are usually found in pairs comprising a type I Cytok eratin and a type II cyto keratin.
Applications:	IHC
Name of antibody:	Acidic Cytokeratin
Immunogen:	Human epithelial keratin
Full name:	Acidic Cytokeratin
IHC positive control:	adenocarcinoma of human colon tissue and human liver tissue and carcinoma of human thyroid tissue and human prostate tissue



IHC Recommend dilution:	30-150
--------------------------------	--------