

小鼠抗 ALKBH1 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 ALKBH1 单克隆抗体

英文名称： Anti-ALKBH1 mouse monoclonal antibody

别名： ABH; ABH1; alkB; ALKBH; hABH

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Mouse

抗原： ALKBH1

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a homolog to the E. coli alkB gene product. The E. coli alkB protein is part of the adaptive response mechanism of DNA alkylation damage repair. It is involved in damage reversal by oxidative demethylation of 1-methyladenine and 3-methylcytosine.
Applications:	IHC
Name of antibody:	ALKBH1
Immunogen:	Fusion protein of human ALKBH1
Full name:	alkB homolog 1, histone H2A dioxygenase
Synonyms:	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH



SwissProt:	Q13686
IHC positive control:	adenocarcinoma of human colon tissue
IHC Recommend dilution:	30-150