

兔抗 SPIN4 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SPIN4 多克隆抗体

英文名称： Anti-SPIN4 rabbit polyclonal antibody

抗 原： SPIN4

储 存： 冷冻（-20℃）

宿 主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	SPIN4 (spindlin family, member 4), is a 249 amino acid , its exact function is not known.
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	SPIN4
Immunogen:	Full length fusion protein
Full name:	spindlin family, member 4
SwissProt:	Q56A73
ELISA Recommended dilution:	1000-2000
IHC positive control:	Human colon cancer and Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	25-100
WB Predicted band size:	29 kDa
WB Positive control:	Mouse brain and human fetal brain tissue
WB Recommended dilution:	200-1000

