

## 小鼠抗 APOBEC4 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 APOBEC4 单克隆抗体

英文名称： Anti-APOBEC4 mouse monoclonal antibody

别名： apolipoprotein B mRNA editing enzyme catalytic polypeptide like 4; C1orf169

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： APOBEC4

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes a member of the AID/APOBEC family of polynucleotide (deoxy)cytidine deaminases, which convert cytidine to uridine. Other AID/APOBEC family members are involved in mRNA editing, somatic hypermutation and recombination of immunoglobulin genes, and innate immunity to retroviral infection.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	APOBEC4
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human APOBEC4
<b>Full name:</b>	apolipoprotein B mRNA editing enzyme catalytic polypeptide like 4

<b>Synonyms:</b>	C1orf169
<b>SwissProt:</b>	Q8WW27
<b>WB Predicted band size:</b>	42 KD
<b>WB Positive control:</b>	Mouse testis tissue lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	200-1000