

小鼠抗 ASPDH 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 ASPDH 单克隆抗体

英文名称： Anti-ASPDH mouse monoclonal antibody

别名： aspartate dehydrogenase; aspartate dehydrogenase domain containing

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Mouse

抗原： ASPDH

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	Specifically catalyzes the NAD or NADP-dependent dehydrogenation of L-aspartate to iminoaspartate. [UniProtKB/Swiss-Prot Function]
Applications:	IHC
Name of antibody:	ASPDH
Immunogen:	Fusion protein of human ASPDH
Full name:	aspartate dehydrogenase domain containing (ASPDH), transcript variant 2
Synonyms:	aspartate dehydrogenase; aspartate dehydrogenase domain containing
SwissProt:	A6ND91

IHC positive control:	human colon tissue and human Kidney tissue and adenocarcinoma of human ovary tissue and human pancreas tissue
IHC Recommend dilution:	30-150