

## 兔抗 LRATD1 多克隆抗体

- 中文名称： 兔抗 LRATD1 多克隆抗体
- 英文名称： Anti-LRATD1 rabbit polyclonal antibody
- 别名： LRAT domain containing 1; NSE1; FAM84A; PP11517
- 相关类别： 一抗
- 抗原： LRATD1
- 储存： 冷冻（-20℃）
- 宿主： Rabbit
- 反应种属： Human, Mouse
- 标记物： Unconjugate
- 克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	May play a role in cell morphology and motility.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	LRATD1
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human LRATD1
<b>Full name:</b>	LRAT domain containing 1
<b>Synonyms:</b>	NSE1; FAM84A; PP11517
<b>SwissProt:</b>	Q96KN4
<b>IHC positive control:</b>	Human cervical cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	30-150

