

兔抗 SRP14 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SRP14 多克隆抗体

英文名称： Anti-SRP14 rabbit polyclonal antibody

别名： signal recognition particle 14; ALURBP

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： SRP14

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Signal-recognition-particle assembly has a crucial role in targeting secretory proteins to the rough endoplasmic r eticulum membrane. SRP9 together with SRP14 and the Alu portion of the SRP RNA, constitutes the elongation arrest domain of SRP. The complex of SRP9 and SRP14 is required for SRP RNA binding.
Applications:	ELISA, WB
Name of antibody:	SRP14
Immunogen:	Fusion protein of human SRP14
Full name:	signal recognition particle 14
Synonyms:	ALURBP

SwissProt:	P37108
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
WB Predicted band size:	15 kDa
WB Positive control:	A375 cell lysate
WB Recommended dilution:	500-2000

