

小鼠抗 BEGAIN 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 BEGAIN 单克隆抗体

英文名称： Anti-BEGAIN mouse monoclonal antibody

别名： brain enriched guanylate kinase associated

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： BEGAIN

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	May sustain the structure of the postsynaptic density (PSD).
Applications:	WB
Name of antibody:	BEGAIN
Immunogen:	Fusion protein of human BEGAIN
Full name:	brain enriched guanylate kinase associated
SwissProt:	Q9BUH8
WB Predicted band size:	65 KD
WB Positive control:	Hela and SH-SY5Y cell lysates
WB Recommended dilution:	500-2000