

## 小鼠抗 BHLHE40 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 BHLHE40 单克隆抗体

英文名称： Anti-BHLHE40 mouse monoclonal antibody

别名： basic helix-loop-helix family member e40; DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14; SHARP-2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： BHLHE40

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes a basic helix-loop-helix protein expressed in various tissues. The encoded protein can interact with ARNTL or compete for E-box binding sites in the promoter of PER1 and repress CLOCK/ARNTL's trans activation of PER1. This gene is believed to be involved in the control of circadian rhythm and cell differentiation.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	BHLHE40
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human BHLHE40
<b>Full name:</b>	basic helix-loop-helix family member e40
<b>Synonyms:</b>	DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14;

	SHARP-2
<b>SwissProt:</b>	O14503
<b>WB Predicted band size:</b>	46 KD
<b>WB Positive control:</b>	A431, Hela cell lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	200-1000