

## 小鼠抗 BLZF1 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 BLZF1 单克隆抗体

英文名称： Anti-BLZF1 mouse monoclonal antibody

别名： basic leucine zipper nuclear factor 1; JEM1; JEM-1; JEM-1s; GOLGIN-45

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： BLZF1

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Required for normal Golgi structure and for protein transport from the endoplasmic reticulum (ER) through the Golgi apparatus to the cell surface.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	BLZF1
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human BLZF1
<b>Full name:</b>	basic leucine zipper nuclear factor 1
<b>Synonyms:</b>	JEM1; JEM-1; JEM-1s; GOLGIN-45
<b>SwissProt:</b>	Q9H2G9
<b>WB Predicted band size:</b>	45 KD
<b>WB Positive control:</b>	Jurkat, K562 cell lysates



**WB Recommended dilution:**

500-2000