

小鼠抗 BTK 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 BTK 单克隆抗体

英文名称： Anti-BTK mouse monoclonal antibody

别名： Bruton tyrosine kinase; AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; PSCTK1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： BTK

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Mouse Monoclonal

技术规格

Background:	The protein encoded by this gene plays a crucial role in B-cell development. Mutations in this gene cause X-linked agammaglobulinemia type 1, which is an immunodeficiency characterized by the failure to produce mature B lymphocytes, and associated with a failure of Ig heavy chain rearrangement. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Applications:	WB, IP
Name of antibody:	BTK
Immunogen:	Fusion protein of human BTK
Full name:	Bruton tyrosine kinase

Synonyms:	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; PSCTK1
SwissProt:	Q06187
WB Predicted band size:	76 kDa
WB Positive control:	Daudi, K562, Ramos and Raji cell lysates
WB Recommended dilution:	1000-5000



