

兔抗 STK11(Phospho-Thr189) 多克隆抗体

中文名称：兔抗 STK11(Phospho-Thr189) 多克隆抗体

英文名称： Anti-STK11(Phospho-Thr189) rabbit polyclonal antibody

别名： PJS; LKB1; hLKB1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： STK11(Phospho-Thr189)

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	PJS; LKB1; hLKB1
Applications:	WB
Name of antibody:	STK11(Phospho-Thr189)
Immunogen:	Peptide sequence around phosphorylation site of Threonine 189 (G-G-T(p)-L-K) derived from Human LKB1.
Full name:	serine/threonine kinase 11
Synonyms :	PJS; LKB1; hLKB1
SwissProt:	Q15831
WB Predicted band size:	49 kDa
WB Positive control:	NIH/3T3 cells lysates treated with PMA

WB Recommended dilution:

500-1000

