

兔抗 STK17B 多克隆抗体

中文名称：兔抗 STK17B 多克隆抗体

英文名称： Anti-STK17B rabbit polyclonal antibody

别名： DRAK2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

抗原： STK17B

宿主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Phosphorylates myosin light chains . Acts as a positive r egulator of apoptosis.Highly expressed in placenta, lung, pancreas. Lower levels in heart, brain, liver, skeletal musc le and kidney.
Applications:	ELISA, WB
Name of antibody:	STK17B
Immunogen:	Fusion protein of human STK17B
Full name:	serine/threonine kinase 17b
Synonyms:	DRAK2
SwissProt:	O94768
ELISA Recommended dilution:	5000-10000

WB Predicted band size:	42 kDa
WB Positive control:	A549 cell lysate
WB Recommended dilution:	200-1000

