

小鼠抗 CHRDL1 单克隆抗体

- 中文名称： 小鼠抗 CHRDL1 单克隆抗体
- 英文名称： Anti-CHRDL1 mouse monoclonal antibody
- 别名： chordin like 1; CHL; MGC1; MGCN; VOPT; NRLN1; dA141H5.1
- 相关类别： 一抗
- 储存： 冷冻（-20℃）
- 宿主： Mouse
- 抗原： CHRDL1
- 反应种属： Human
- 标记物： Unconjugate
- 克隆类型： Mouse Monoclonal

技术规格

Background:	This gene encodes an antagonist of bone morphogenetic protein 4. The encoded protein may play a role in topographic retinotectal projection and in the regulation of retinal angiogenesis in response to hypoxia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
Applications:	WB, IF
Name of antibody:	CHRDL1
Immunogen:	Fusion protein of human CHRDL1
Full name:	chordin like 1
Synonyms:	CHL; MGC1; MGCN; VOPT; NRLN1; dA141H5.1

SwissProt:	Q9BU40
WB Predicted band size:	51 kDa
WB Positive control:	Human eye and HeLa cell lysates
WB Recommended dilution:	1000-5000
IF positive control:	HeLa cells
IF Recommend dilution:	150-300



