

## 小鼠抗 CISD2 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 CISD2 单克隆抗体

英文名称： Anti-CISD2 mouse monoclonal antibody

别名： CDGSH iron sulfur domain 2; ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： CISD2

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	The protein encoded by this gene is a zinc finger protein that localizes to the endoplasmic reticulum. The encoded protein binds an iron/sulfur cluster and may be involved in calcium homeostasis. Defects in this gene are a cause of Wolfram syndrome 2.
<b>Applications:</b>	WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	CISD2
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human CISD2
<b>Full name:</b>	CDGSH iron sulfur domain 2
<b>Synonyms:</b>	ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1
<b>SwissProt:</b>	Q8N5K1



<b>IHC positive control:</b>	Human tonsil tissue
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-150
<b>WB Predicted band size:</b>	15 KD
<b>WB Positive control:</b>	K562, Hela, HepG2, MCF7, H460, U251, COLO205, PC3 cell lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000