

小鼠抗 DAPP1 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 DAPP1 单克隆抗体

英文名称： Anti-DAPP1 mouse monoclonal antibody

别名： dual adaptor of phosphotyrosine and 3-phosphoinositides 1; BAM32

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： DAPP1

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	May act as a B-cell-associated adapter that regulates B-cell antigen receptor (BCR)-signaling downstream of PI3K.
Applications:	WB
Name of antibody:	DAPP1
Immunogen:	Fusion protein of human DAPP1
Full name:	dual adaptor of phosphotyrosine and 3-phosphoinositides 1
Synonyms:	BAM32
SwissProt:	Q9UN19
WB Predicted band size:	32 KD
WB Positive control:	Ramos and A431 cell lysates
WB Recommended dilution:	500-2000

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers