

兔抗 SUSD3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SUSD3 多克隆抗体

英文名称： Anti-SUSD3 rabbit polyclonal antibody

别名： sushi domain containing 3

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： SUSD3

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	May play a role in breast tumorigenesis by promoting estrogen-dependent cell proliferation, cell-cell interactions and migration.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	SUSD3
Immunogen:	Fusion protein of human SUSD3
Full name:	sushi domain containing 3
SwissProt:	Q96L08
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	100-200

