

## 小鼠抗 DHFRL1 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 DHFRL1 单克隆抗体

英文名称： Anti-DHFRL1 mouse monoclonal antibody

别名： DHFRP4

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Mouse

抗原： DHFRL1

反应种属： Human , Dog , Monkey , Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Key enzyme in folate metabolism. Contributes to the de novo mitochondrial thymidylate biosynthesis pathway. Required to prevent uracil accumulation in mtDNA. Binds its own mRNA and that of DHFR.
<b>Applications:</b>	WB, IF
<b>Name of antibody:</b>	DHFRL1
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human DHFRL1
<b>Full name:</b>	dihydrofolate reductase-like 1 (DHFRL1), transcript variant 2
<b>Synonyms:</b>	DHFRP4
<b>SwissProt:</b>	Q86XF0

<b>WB Predicted band size:</b>	22 kDa
<b>WB Positive control:</b>	HepG2, Hela, SVT2, COS7, Jurkat, MDCK, MCF-7 cell lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	200-1000