

小鼠抗 DHRS4L2 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 DHRS4L2 单克隆抗体

英文名称： Anti-DHRS4L2 mouse monoclonal antibody

别名： dehydrogenase/reductase 4 like 2; SDR25C3

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： DHRS4L2

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a member of the short chain dehydrogenase reductase family. The encoded protein may be an NADPH dependent retinol oxidoreductase. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Applications:	WB, IHC
Name of antibody:	DHRS4L2
Immunogen:	Fusion protein of human DHRS4L2
Full name:	dehydrogenase/reductase 4 like 2
Synonyms:	SDR25C3
SwissProt:	Q6PKH6
IHC positive control:	Human adult heart tissue
IHC Recommend dilution:	50-150



WB Predicted band size:	25 KD
WB Positive control:	HepG2 cell, Human kidney tissue lysates
WB Recommended dilution:	500-2000