

## 小鼠抗 DIRAS2 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 DIRAS2 单克隆抗体

英文名称： Anti-DIRAS2 mouse monoclonal antibody

别名： DIRAS family GTPase 2; Di-Ras2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： DIRAS2

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Background:</b>             | DIRAS2 belongs to a distinct branch of the functionally diverse Ras (see HRAS; MIM 190020) superfamily of monomeric GTPases.[supplied by OMIM, Apr 2004] |
| <b>Applications:</b>           | WB   |
| <b>Name of antibody:</b>       | DIRAS2   |
| <b>Immunogen:</b>              | Fusion protein of human DIRAS2   |
| <b>Full name:</b>              | DIRAS family GTPase 2  |
| <b>Synonyms:</b>               | Di-Ras2  |
| <b>SwissProt:</b>              | Q96HU8   |
| <b>WB Predicted band size:</b> | 22 KD  |
| <b>WB Positive control:</b>    | Jurkat and 293T cell lysates   |



|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>WB Recommended dilution:</b> | 500-2000 |
|---------------------------------|----------|