

小鼠抗 FKBP11 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 FKBP11 单克隆抗体

英文名称： Anti-FKBP11 mouse monoclonal antibody

别名： FK506 binding protein 11; FKBP19; PPIase

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： FKBP11

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	FKBP11 belongs to the FKBP family of peptidyl-prolyl cis/trans isomerases, which catalyze the folding of proline-containing polypeptides. The peptidyl-prolyl isomerase activity of FKBP proteins is inhibited by the immunosuppressant compounds FK506 and rapamycin.
Applications:	ELISA, WB
Name of antibody:	FKBP11
Immunogen:	Fusion protein of human FKBP11
Full name:	FK506 binding protein 11
Synonyms:	FKBP19; PPIase
SwissProt:	Q9NYL4

WB Predicted band size:	22 kDa
WB Positive control:	Jurkat whole cell lysate
WB Recommended dilution:	500-2000

