

小鼠抗 FYB1 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 FYB1 单克隆抗体

英文名称： Anti-FYB1 mouse monoclonal antibody

别名： FYN binding protein 1; FYB; ADAP; THC3; PRO0823; SLAP130; SLAP-130

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： FYB1

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Mouse Monoclonal

技术规格

Background:	The protein encoded by this gene is an adapter for the FYN protein and LCP2 signaling cascades in T-cells. The encoded protein is involved in platelet activation and controls the expression of interleukin-2. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Applications:	WB
Name of antibody:	FYB1
Immunogen:	Fusion protein of human FYB1
Full name:	FYN binding protein 1
Synonyms:	FYB; ADAP; THC3; PRO0823; SLAP130; SLAP-130

SwissProt:	O15117
WB Predicted band size:	85 kDa
WB Positive control:	20, 15 and 10ug Jurkat cell lysate
WB Recommended dilution:	500-2000

