

小鼠抗 FZD7 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 FZD7 单克隆抗体

英文名称： Anti-FZD7 mouse monoclonal antibody

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻（-20℃）

宿 主： Mouse

抗 原： FZD7

反应种属： Human

标 记 物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	Members of the 'frizzled' gene family encode 7-transmembrane domain proteins that are receptors for Wnt signaling proteins. The FZD7 protein contains an N-terminal signal sequence, 10 cysteine residues typical of the cysteine-rich extracellular domain of Fz family members, 7 putative transmembrane domains, and an intracellular C-terminal tail with a PDZ domain-binding motif. FZD7 gene expression may downregulate APC function and enhance beta-catenin-mediated signals in poorly differentiated human esophageal carcinomas.
Applications:	ELISA, WB
Name of antibody:	FZD7
Immunogen:	Fusion protein of human FZD7

Full name:	frizzled class receptor 7
Synonyms:	FzE3
SwissProt:	O75084
WB Predicted band size:	64 kDa
WB Positive control:	HepG2 whole cell lysate
WB Recommended dilution:	500-2000

