

## 小鼠抗 NMI 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 NMI 单克隆抗体

英文名称： Anti-NMI mouse monoclonal antibody

别名： N-myc and STAT interactor

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： NMI

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	NMYC interactor (NMI) encodes a protein that interacts with NMYC and CMYC (two members of the oncogene Myc family), and other transcription factors containing a Zip, HLH, or HLH-Zip motif. The NMI protein also interacts with all STATs except STAT2 and augments STAT-mediated transcription in response to cytokines IL2 and IFN-gamma. The NMI mRNA has low expression levels in all human fetal and adult tissues tested except brain and has high expression in cancer cell line-myeloid leukemias. [provided by RefSeq, Jul 2008]
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	NMI

<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human NMI
<b>Full name:</b>	N-myc and STAT interactor
<b>SwissProt:</b>	Q13287
<b>WB Predicted band size:</b>	35 KD
<b>WB Positive control:</b>	K562 cell lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000