

小鼠抗 GTF2H1 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 GTF2H1 单克隆抗体

英文名称： Anti-GTF2H1 mouse monoclonal antibody

别名： general transcription factor IIH subunit 1; P62; BTF2; TFB1; TFIIH

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： GTF2H1

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Mouse Monoclonal

技术规格

Background:	Component of the core-TFIIH basal transcription factor or involved in nucleotide excision repair (NER) of DNA and, when complexed to CAK, in RNA transcription by RNA polymerase II.
Applications:	WB, IP, IF
Name of antibody:	GTF2H1
Immunogen:	Fusion protein of human GTF2H1
Full name:	general transcription factor IIH subunit 1
Synonyms:	P62; BTF2; TFB1; TFIIH
SwissProt:	P32780
WB Predicted band size:	62 kDa

WB Positive control:	Hela NE, Jurkat and Hela cell lysates
WB Recommended dilution:	200-1000
IF positive control:	Hela cells
IF Recommend dilution:	25-50



