

小鼠抗 HK2 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 HK2 单克隆抗体

英文名称： Anti-HK2 mouse monoclonal antibody

别名： HKII; HXK2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Mouse

抗原： HK2

反应种属： Human, Dog

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	Hexokinases phosphorylate glucose to produce glucose-6-phosphate, the first step in most glucose metabolism pathways. This gene encodes hexokinase 2, the predominant form found in skeletal muscle. It localizes to the outer membrane of mitochondria. Expression of this gene is insulin-responsive, and studies in rat suggest that it is involved in the increased rate of glycolysis seen in rapidly growing cancer cells.
Applications:	WB, IF, FC
Name of antibody:	HK2
Immunogen:	Fusion protein of human HK2

Full name:	hexokinase 2 (HK2)
Synonyms:	HKII; HXK2
SwissProt:	P52789
WB Predicted band size:	102 kDa
WB Positive control:	HepG2, HeLa, HT-29, MDCK cell lysates
WB Recommended dilution:	500-2000

