

兔抗 TFCP2 多克隆抗体

- 中文名称： 兔抗 TFCP2 多克隆抗体
- 英文名称： Anti-TFCP2 rabbit polyclonal antibody
- 别名： transcription factor CP2 LSF; SEF; LBP1C; LSF1D; TFCP2C
- 抗原： TFCP2
- 储存： 冷冻 (-20℃)
- 宿主： Rabbit
- 反应种属： Human, Mouse
- 相关类别： 一抗
- 标记物： Unconjugate
- 克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

| | |
|------------------------------------|---|
| Background: | Fusion protein of human TFCP2 |
| Applications: | ELISA, WB, IHC |
| Name of antibody: | TFCP2 |
| Immunogen: | Fusion protein of human TFCP2 |
| Full name: | transcription factor CP2 |
| Synonyms: | LSF; SEF; LBP1C; LSF1D; TFCP2C |
| SwissProt: | Q12800 |
| ELISA Recommended dilution: | 5000-10000 |
| IHC positive control: | Human liver cancer;Human gastric cancer |
| IHC Recommend dilution: | 30-150 |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| WB Predicted band size: | 57 kDa |
| WB Positive control: | 293T , NIH/3T3 and K562 cell lysates |
| WB Recommended dilution: | 200-1000 |



