

兔抗 THAP4 多克隆抗体

中文名称：兔抗 THAP4 多克隆抗体

英文名称： Anti-THAP4 rabbit polyclonal antibody

别名： PP238; CGI-36

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： THAP4

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	THAP domain-containing protein 4 is a protein that in humans is encoded by the THAP4 gene.
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	THAP4
Immunogen:	Fusion protein of human THAP4
Full name:	THAP domain containing 4
Synonyms :	PP238; CGI-36
SwissProt:	Q8WY91
ELISA Recommended dilution:	2000-5000
IHC positive control:	Human lung cancer
IHC Recommend dilution:	25-100

WB Predicted band size:	63 kDa
WB Positive control:	293T cell
WB Recommended dilution:	500-2000



