

## 小鼠抗 PHF20L1 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 PHF20L1 单克隆抗体

英文名称： Anti-PHF20L1 mouse monoclonal antibody

别名： PHD finger protein 20 like 1; URLC1; CGI-72; TDRD20B

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： PHF20L1

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	PHF20L1 protein contains N-terminal Tudor and C-terminal plant homeodomain domains. Detailed characterization of PHF20L1 in breast cancer revealed that the Tudor domain likely plays a critical role in promoting cancer. Mechanistically, PHF20L1 might participate in regulating DNA methylation by stabilizing DNA methyltransferase 1 (DNMT1) protein in breast cancer.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	PHF20L1
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human PHF20L1
<b>Full name:</b>	PHD finger protein 20 like 1
<b>Synonyms:</b>	URLC1; CGI-72; TDRD20B

<b>SwissProt:</b>	A8MW92
<b>WB Predicted band size:</b>	115 KD
<b>WB Positive control:</b>	Hela, HepG2, A549 cell lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000