

## 小鼠抗 PHYHD1 单克隆抗体

- 中文名称： 小鼠抗 PHYHD1 单克隆抗体
- 英文名称： Anti-PHYHD1 mouse monoclonal antibody
- 别名： phytanoyl-CoA dioxygenase domain containing 1
- 相关类别： 一抗
- 储存： 冷冻（-20℃）
- 宿主： Mouse
- 抗原： PHYHD1
- 反应种属： Human
- 标记物： Unconjugate
- 克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Isoform 1 has alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase activity. Does not show detectable activity towards fatty acid CoA thio esters. Is not expected to be active with phytanoyl CoA. Isoform 2 and isoform 3 probably lack enzyme activity.
<b>Applications:</b>	WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	PHYHD1
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human PHYHD1
<b>Full name:</b>	phytanoyl-CoA dioxygenase domain containing 1
<b>SwissProt:</b>	Q5SRE7
<b>IHC positive control:</b>	Human kidney tissue and Human endometrium tissue; Human breast cancer

<b>IHC Recommend dilution:</b>	200-500
<b>WB Predicted band size:</b>	32 KD
<b>WB Positive control:</b>	HepG2 cell lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	200-1000