

小鼠抗 PIH1D2 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 PIH1D2 单克隆抗体

英文名称： Anti-PIH1D2 mouse monoclonal antibody

别名： PIH1 domain containing 2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Mouse

抗原： PIH1D2

反应种属： Human, Monkey

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	The function of PIH1D2 remains unknown.
Applications:	WB
Name of antibody:	PIH1D2
Immunogen:	Fusion protein of human PIH1D2
Full name:	PIH1 domain containing 2 (PIH1D2), transcript variant 1
Synonyms:	PIH1 domain containing 2
SwissProt:	Q8WWB5
WB Predicted band size:	36 kDa
WB Positive control:	HepG2, Hela, HT-29, A549, COS7, Jurkat, MCF-7 cell lysates
WB Recommended dilution:	500-2000

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers